

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Référence</b>   | 490988                                  |
| <b>Désignation</b> | Filtre preprese 90mm<br>934-AH RTU x100 |



### Description :

- ✓ Permet le passage rapide de très grands volumes d'échantillons sans blocage pour le prélèvement de solides en suspension dans les eaux potable, naturelles et industrielles
- ✓ Filtre borosilicaté pré-lavé et pré-pesé, sans liant, de haute pureté
- ✓ Rétention des particules fines à des débits élevés
- ✓ Chaque filtre pré-traité est fourni dans un bac en aluminium, avec un poids de filtre clairement noté
- ✓ Faibles pertes de fibres
- ✓ Débit d'air nominal 3,7 s/100 ml/in<sup>2</sup>
- ✓ Grammage nominal 64 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Température maximale recommandée 550 °C
- ✓ Rétention de particules typique dans un liquide 1,5 µm
- ✓ Débit d'eau typique 2 341 ml/min
- ✓ Dimensions : 47mm

### Unité de vente :

100 Filtres

