

Désignation

- Manche pour anse wironit poignée aluminium 170mm

Référence

- 491026

Unité de vente : 1



Description

- Porte-aiguille pour anses d'échantillons et aiguilles à dissection jusqu'à max. diamètre 1,0 mm
- Longueur : 170 mm
- Manche en Wironit avec poignée en aluminium
- Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion, et antimagnétique.

