

Système de traitement de l'eau BINDER PURE AQUA SERVICE

Le BINDER PURE AQUA SERVICE permet de déminéraliser l'eau du robinet pour les systèmes d'humidification des chambres climatiques BINDER. Le système d'échange d'ions se compose d'un réservoir sous pression, d'une cartouche filtrante jetable et d'un couvercle de réservoir sous pression. Dans le BINDER PURE AQUA SERVICE, le contrôle continu de la qualité de l'eau est intégré dans le couvercle et indique l'état de fonctionnement actuel du milieu filtrant avec des LED colorées.



► Avantages

- Utilisable quelle que soit la qualité de l'eau potable
- Système robuste avec réservoir sous pression de sécurité
- Changement de la cartouche jetable, garantissant la sécurité de processus, à l'épuisement de la résine
- Affichage permanent de l'état de fonctionnement du système de traitement de l'eau

► Contenu de la livraison

- Cartouche filtrante
- Réservoir sous pression de sécurité
- Couvercle de réservoir sous pression avec affichage LED
- Bloc d'alimentation
- Tuyau de pression de 2 m (des deux côtés avec raccord 3/4")

► Caractéristiques techniques

Pression de service	2 – 10 bar
Température d'entrée d'eau	4 – 40 °C
Température ambiante	4 – 40 °C
Débit nominal	5 l/min
Chute de pression au débit nominal	1,2 bar
Poids (sec/humide)	18 kg / 24 kg
Dimensions système complet (L x P x H)	288 mm x 255 mm x 550 mm
Raccords d'alimentation en eau (entrée et sortie)	G 3/4"
Capacité du filtre	Jusqu'à 1 200 litres (pour une conductivité de 300 µS/cm = 9 °dH)
Hauteur d'installation	Jusqu'à 3 000 m au-dessus du niveau de la mer
Raccordement électrique	100–240 V (50/60 Hz)
Accessoire pour les appareils des séries	KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBWF, MKF, MKFT

Références

BINDER PURE AQUA SERVICE	8012-0759
Cartouche jetable	6011-0165