

Xylène, mélange d'isomères RPE-Pour analyse-ISO-ACS- Reag.Ph.Eur-Peag.USP 2,5 l

Code produit	492306
Volume	2,5 l
Conditionnement	Bouteille en verre
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE-Pour analyse-ISO-ACS-Reag.Ph.Eur-Peag.USP
CAS N.	1330-20-7
Molécule	Xylène, mélange d'isomères
Spécifications	492300
Msds	71