

FICHE TECHNIQUE

Référence	495002
Désignation	Pipette Pasteur



Description :

- ✓ Pipette Pasteur en verre sodocalcique
- ✓ Avec constriction
- ✓ Non cotonnée
- ✓ Non fermée

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Calibrage et précision du capillaire exceptionnelles

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions :
 - long totale : 270 mm
 - \varnothing capillaire bas : 1,3 mm

Unité de vente :

1 000 Pipettes Pasteur