

FICHE TECHNIQUE

Référence	495012
Désignation	Pipettes Pasteur



Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Calibrage et précision du capillaire exceptionnel
- ✓ Avec constriction
- ✓ Stériles sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène
- ✓ Diamètre capillaire bas : 1,3 mm
- ✓ Cotonnées
- ✓ Fermées
- ✓ Longueur : 230 mm

Unité de vente :

1000 Pipettes
