

## Désignation

- Agitateur Mojonnier

## Référence

- 497303

## Unité de vente

1 Agitateur



---

## Description

Les agitateurs pour tubes Mojonnier sont utilisés pour déterminer la graisse utilisée dans le lait.

## Caractéristiques techniques

- Boitier en PVC
- Moteur à induction
- Roulement à billes 100 UPM
- Dimensions : 300 x 260 x 270 mm
- Affichage numérique
- Alimentation : 230 VCA / 15 watts
- Pour 8 extracteurs Mojonier

