

Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 30h avec chauffage sans robinet de vidange

Référence

- 497705B

Unité de vente : 1



Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 30H – Elma
- Dimensions externes 305 x 230 x 190 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 3.3 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 195 x 50 x 105 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 200 W
- Puissance des ultrasons 320 W
- Robinet de vidange Non
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 2.7 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)

