

## Désignation

- Panier

## Référence

- 497909

## Unité de vente

1 Panier



---

## Description

Les paniers fabriqués en interne sont dotés d'un motif découpé dans le fond et les parois latérales. Associés à un jeu de broches différentes, ils permettent de positionner les objets à nettoyer de manière tout à fait personnalisée.

## Caractéristiques techniques

- Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 155 x 70 x 35 mm
- Charge maximale : 1 kg
- Compatible avec : Elmasonic Easy

