

Désignation

- Panier

Référence

- 497912

Unité de vente

1 Panier



Description

Les paniers fabriqués en interne sont dotés d'un motif découpé dans le fond et les parois latérales. Associés à un jeu de broches différentes, ils permettent de positionner les objets à nettoyer de manière tout à fait personnalisée.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 195 x 105 x 95 mm
- Charge maximale : 3 kg
- Compatible avec : Elmasonic Easy - Elmasonic Select - Elma Sink

