

Désignation

- Panier

Référence

- 497913

Unité de vente

1 Panier



Description

Les paniers fabriqués en interne sont dotés d'un motif découpé dans le fond et les parois latérales. Associés à un jeu de broches différentes, ils permettent de positionner les objets à nettoyer de manière tout à fait personnalisée.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) : 255 x 105 x 95 mm
- Charge maximale : 5 kg
- Compatible avec : Elmasonic Easy - Elmasonic Med - Elmasonic Select - Elmasonic P - Elma Sink

