

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	498643
<b>Désignation</b>	Agitateur orbital Heidolph Rotamax 120



### Description :

- ✓ Accessoires, et fixations pour utiliser jusqu'à 16 Erlenmeyers disponibles
- ✓ Supporte des plaques de culture et Erlenmeyers
- ✓ Minuteur analogique pour un fonctionnement sans surveillance
- ✓ Livré complet avec plateau antidérapant 220 x 220 mm
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Certifié CE

### ROTAMAX 120

Fréquence des secousses	20 - 300 tr/min
Course totale / orbite	20 mm
Capacité portante	statique 2 kg
Minuterie	Minuterie 0 – 120 min /fonctionnement continu
Surface d'appui	220 mm x 220 mm avec plaque en caoutchouc antidérapante, amovible, avec bourrelet latéral



### Unité de vente :

1 agitateur