

FICHE TECHNIQUE

Référence	498763
Désignation	Languettes pH, pH-Fix 4,5 - 10,0



Description :

- ✓ Les bandelettes pH-Fix avec indicateurs liés chimiquement à la fibre de cellulose sont la référence pour les tests de pH par bandelettes. Ce procédé chimique breveté empêche la migration de l'indicateur et donc la contamination de l'échantillon.
- ✓ Graduation : pH - 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0 • 6,5 • 7,0 • 7,5 • 8,0 • 8,5 • 9,0 • 9,5 • 10,0
- ✓ Dans une boîte rectangulaire avec échelle de couleur

Unité de vente :

100 languettes test