

FICHE TECHNIQUE

Référence	498766
Désignation	Thermomètre TTX110 avec sonde fixe



Description :

- ✓ Sonde fixe, pointue
- ✓ Robuste et résistant aux chocs
- ✓ Plage de mesure : -50°C à +350°C
- ✓ Précision : $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 8\%$ de la valeur lue
- ✓ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- ✓ Température de stockage : -30°C à +70°C
- ✓ Classe de protection : IP55
- ✓ Certificat étalonnage usine
- ✓ Pile CR2450
- ✓ Poids env. 40 g
- ✓ Dimensions : 90 x 20 x 42 mm

Unité de vente :

1 Thermomètre TTX110 avec sonde fixe