

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	498770
<b>Désignation</b>	Bandelette ph fix 0 à 6 en 0,5



### Description :

- ✓ Les bandelettes pH-Fix avec indicateurs liés chimiquement à la fibre de cellulose sont la référence pour les tests de pH par bandelettes. Ce procédé chimique breveté empêche la migration de l'indicateur et donc la contamination de l'échantillon. pH-Fix 0.0–6.0 convient également pour l'évaluation automatique avec QUANTOFIX Relax.
- ✓ Marque pH-Fix
- ✓ Graduation : pH - 0 • 0,5 • 1,0 • 1,5 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 4,5 • 5,0 • 5,5 • 6,0
- ✓ Evaluation sur réflectomètre : QUANTOFIX Relax
- ✓ Domaine de mesure instrumental pH - 0,5–6,0
- ✓ Certifié CE : Non
- ✓ Stabilité (à partir de la production) : 4 ans
- ✓ Température de stockage : 4–30 °C
- ✓ Contenu : 100 languettes test dans une boîte rectangulaire avec échelle de couleur
- ✓ Substances dangereuses : Non

### Unité de vente :

100 Bandelettes