

FICHE TECHNIQUE

Référence	499002
Désignation	Microtube SafeFit 0,5 ml



Description :

- ✓ Microtubes à fermeture de sécurité « SafeFit »
- ✓ En polypropylène très transparent pour une visualisation optimale
- ✓ Fermeture spéciale à crochet évitant au tube de s'ouvrir pendant les phases d'incubation et de manière accidentelle
- ✓ Fermeture limitant l'évaporation au maximum
- ✓ Volume : 0,5 ml

Unité de vente :

1000 Microtubes SafeFit 0,5 ml
