

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	499979
<b>Désignation</b>	Pack agitateur magnétique chauffant hei-plate mix'n'heat core+ sensor advanced



### Description :

Le pack contient :

- L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm de diamètre) - chauffer rapidement et avec précision - sans suroscillation - pour travailler en mélangeant les échantillons
- Le capteur de température Pt1000 pour une régulation exacte de la température
- Livré complet

### Unité de vente :

1 Pack d'agitateur