

## Désignation

- Fiole jaugée classe a 1000 ml Duran, à col ouvert

## Référence

- 501027

## Unité de vente

1 Fiole jaugée

## Description

- Fioles jaugées classe A Duran.
- Certificat de conformité, avec numéro de lot daté
- Bordure
- Graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Volume 1000 ml
- Dimensions Hauteur (+/- 5 mm) : 300 mm
- Type : Duran
- Graduation : oui
- Tolérance (+/-) : 0,4 ml

