

Désignation

- Tube verre boro 3.3 bord droit fond rond  
12x75mm ep 0,9-1,0mm

Référence

- 511422

Unité de vente : 100



- 
- Tube à essai Kimble en verre borosilicaté 3.3 -  $\varnothing$  x H x ép : 12 x 75 x 0,8 - 1 mm - col : droit
  - Fond rond
  - Col droit avec ou sans rebord
  - Matériau Verre borosilicaté 3.3
  - Dimensions  $\varnothing$  : 12 mm
  - Dimensions Epaisseur : 0,8 - 1 mm
  - Dimensions H : 75 mm
  - Fond Rond
  - Col : droit