

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	523847
<b>Désignation</b>	Solution d'étalonnage ise pour ammoniacque 0,1m

---

### Description :

- ✓ Solution de force ionique pour diluer les échantillons et les étalons
- ✓ Les solutions minimisent les différences de force ionique afin que le coefficient d'activité de l'ion soit le même dans toutes les solutions
- ✓ Température de stockage : 10-25°C
- ✓ Température de transport: 10-25°C

### Unité de vente :

500 ml

---