

FICHE TECHNIQUE

D1008B

Micro centrifugeuse bleu, vitesse fixe 7000 RPM, Comprend deux rotors : 1 rotor pour 8 x microtubes 1,5 / 2 ml 1 rotor : 2 barrettes 8 x microtubes 0,2 ml

CODE ARTICLE : 021163

DATE D'EDITION : 12/10/2020 16:01:11



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

D1008B

Désignation

Micro centrifugeuse bleu, vitesse fixe 7000 RPM, Comprend deux rotors : 1 rotor pour 8 x microtubes 1,5 / 2 ml 1 rotor : 2 barrettes 8 x microtubes 0,2 ml

Application

- Centrifugation rapide

FICHE TECHNIQUE

D1008B

Micro centrifugeuse bleu, vitesse fixe 7000 RPM, Comprend deux rotors : 1 rotor pour 8 x microtubes 1,5 / 2 ml 1 rotor : 2 barrettes 8 x microtubes 0,2 ml

CODE ARTICLE : 021163

DATE D'EDITION : 12/10/2020 16:01:11

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Non

Présence d'une date de péremption Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant DLAB SCIENTIFIC EUROPE

Référence du fabricant 9031001012

Pays d'origine CHINE