

Multiroir

10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



BASICBOX 3,5 - 205 x 170 x H145 mm
18723

BASICBOX 3,5 - 205 x 170 x H145 mm

Fabrication en polypropylène

Informations complémentaires

Référence	18723
Dimensions extérieures	205 x 170 x H145 mm
Pièces par carton	5
Coloris	Translucide
Matière	Polypropylène
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	3.5L
Couvercle	Coiffant avec fermeture par clipsage