

Multiroir
10, route de Brie-Comte-Robert
94520 Perigny-sur-Yerres
France
Tél. +33 (0)1 45 10 15 20
Fax. +33 (0)1 45 10 15 95
Email. info@multiroir.com



BASICBOX 15 - 380 x 330 x H213 mm
18725

BASICBOX 15 - 380 x 330 x H213 mm

Fabrication en polypropylène

Informations complémentaires

Référence	18725
Dimensions extérieures	380 x 330 x H213 mm
Pièces par carton	5
Coloris	Translucide
Matière	Plastique
Norme	Qualité contact alimentaire
Volume	15L
Couvercle	Coiffant avec fermeture par clipsage