


## Microfibre DispoMop Ultimate Series

- **Bandeaux Microfibre** destinés à la décontamination des sols, murs et plafonds des environnements contrôlés non critiques et des zones grises
- **Tissu 70 % Microfibre polyester**  
**30 % fibre classique polyester**
- **Capacité de récupération exceptionnelle y compris sur les micro-organismes**
- **Excellente résistance chimique**



Face supérieure x50



Face inférieure x50

## Caractéristiques

- Tissu 70 % microfibre polyester) / 30 % fibre polyester classique
- Dispomop® permet une réduction des microorganismes de 4,29 log uniquement à l'eau. Pour simplifier, elle élimine de la surface plus de 99,995 % des bactéries sans apport de désinfectants chimiques.
- **L'ULTIMATE Dispomop®** bénéficie donc de tous les avantages de la Dispomop® et y ajoute tous ceux de la technologie **ULTIMATE** brevetée. Avec plus de microfibre sur la zone arrière de récupération du bandeau, la technologie ULTIMATE booste l'efficacité et facilite la glisse au sol. L'avant au design alterné, décroche les salissures et l'arrière 100 % microfibre les retient tout en absorbant les corps gras.
- Compatible avec les alcools (IPA & Ethanol) et désinfectants habituels (ammonium quaternaire, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, acide lactique, hypochlorite de sodium, diamine...)



## Données techniques

Test	Unité	Valeur	Norme
Grammage	180 (+/- 10)	g/m <sup>2</sup>	
Absorption	230 (+/- 10)	ml/m <sup>2</sup>	
Réduction Biocharge Bactérienne à l'eau	4,29	Log	EN 16 615

## Applications

- Décontamination particulière des surfaces critiques
- Désinfection des sols, murs et plafonds
- Compatible Classes C&D
- Compatible Classes ISO 7 à 9

## Gamme



Réf. DUTSCHER	Référence	Dim. cm	Conditionnement de l'Unité de vente	Unité de Vente	Sachets/carton
593202	WX-MLU100751C1	11,5x50	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Gris 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593203	WX-MLU100752C1	11,5x50	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Bleus 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593204	WX-MLU100753C1	11,5x50	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Jaunes 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593205	WX-MLU100754C1	11,5x50	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Verts 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593208	WX-MLU100886C1	11,5x63	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Bleus 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593209	WX-MLU100887C1	11,5x63	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Jaunes 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593210	WX-MLU100888C1	11,5x63	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Verts 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5
593207	WX-MLU100885C1	11,5x63	Carton de 250 bandeaux Microfibre Dispomop Ultimate Gris 5 sachets de 50 bandeaux par carton	Carton	5