

FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT	SERUM DE VEAU FOËTAL STANDARD origine Amérique du Sud
REFERENCE FABRICANT	P30-3305
REFERENCE DUTSCHER	500101
CONDITIONNEMENT	100 ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT

La collecte des Serum se fait de façon aseptique ; après avoir été recueilli, le sang coagulé est centrifugé puis poolé et congelé. Des prélèvements sont alors réalisés afin de contrôler la conformité du lot par rapport aux exigences fixées (dosage du niveau d'endotoxines, contrôle de la contamination par des virus, mesure du pH et de l'osmolarité). Le serum est ensuite filtré sur une succession de filtres dont le dernier est de porosité 0,2 µm. Le serum est enfin conditionné dans des flacons en PETG.

FABRICANT

PAN BIOTECH GmbH
Gewerbepark 13, D-94501 Aidenbach
Phone +49 (0) 85 43 – 60 16-30 Fax +49 (0) 85 43 – 60 16-49
e-mail : info@panbiotech.de <http://www.pan-biotech.de>

COMPOSITION

FBS standard

STOCKAGE

Stockage à -20°C