



Fiche Technique

Pancoll

Fabricant :
PAN BIOTECH GmbH
Gewerbepark 13, D-94501 Aidenbach
Phone +49 (0) 85 43 - 60 16-30, Fax +49 (0) 85 43 - 60 16-49
e-mail : info@pan-biotech.de, <http://www.pan-biotech.de>

Réactif :
Agent de separation :
Pancoll :
100 ml

Référence : P04-60100
Densité 1.077 g/ml

Composition :
Polymères hydrophiles de saccharose de PM supérieur à 4000 000 dalton

Conservation : **+2 à RT**