

## FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT      PANCOLL humain densité 1,077 g/ml  
REFERENCE FABRICANT      P04-60100  
REFERENCE DUTSCHER      500201  
CONDITIONNEMENT      100 ml

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Milieu de Séparation des Lymphocytes (MSL) est une solution prête à l'emploi et stérile à base de Ficoll, polymère de poids moléculaire élevé (400.000) et de densité parfaitement définie de 1,077 +/- 0,001. Le MSL est destiné à la préparation de solutions lymphocytaires à partir du sang total.

#### FABRICANT

PAN BIOTECH GmbH  
Gewerbepark 13, D-94501 Aidenbach  
Phone +49 (0) 85 43 – 60 16-30 Fax +49 (0) 85 43 – 60 16-49  
e-mail : [info@panbiotech.de](mailto:info@panbiotech.de) <http://www.pan-biotech.de>

#### COMPOSITION

polysaccharose 57 g/L  
acide diatrizoïque 86,89 g/L

#### STOCKAGE

Stockage à des températures comprises entre 4 et 20°C, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et ventilé