

FICHE TECHNIQUE

Référence	500999
Désignation	Fiole jaugée MBL classe A 250 ml ambrée



Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3 ambré
- ✓ Graduations blanches
- ✓ Avec numéro de lot daté
- ✓ Rodage standard NS 14/23
- ✓ Bouchon en polypropylène

- ✓ Volume 250 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,15$ ml
- ✓ Hauteur : 220 mm

Unité de vente :

1
