

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	501016
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Graduation bleue
- ✓ Avec bouchon verre
- ✓ Conformes à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Classe A
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Rodage : 19/26
- ✓ Hauteur : 226 mm

### Unité de vente :

2 Eprouvettes

---