

Désignation

- Fiole jaugée classe A 100 ml Duran, à col ouvert

Référence

- 501023

Unité de vente : 2



Description

- Fiole graduée, cl. A, graduation bleue, bord ourlé
- Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, bord ourlé, ajustage sur IN, DIN EN ISO 1042.
- Capacité : 100 ml
- Tolérance : 0.1
- Hauteur : 170 mm (+/- 5 mm)

