

FICHE TECHNIQUE

Référence	501049
Désignation	Fiole jaugée 5 000 ml



Description :

- ✓ Fiole jaugée classe A DURAN
- ✓ Bouchon en polypropylène
- ✓ Graduation marron

Caractéristiques techniques :

- ✓ Col NS 34/35
- ✓ Volume : 5 000 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 1,2$ ml
- ✓ Hauteur : 470 mm (± 5 mm)

Unité de vente :

1 Fiole jaugée
