

Désignation

- Fiole jaugée classe A 5 ml trapèze

Référence

- 501054

Unité de vente : 2



Description

- Fiole graduée, cl. A, graduation bleue, forme trapèze, bouchon PE
- Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, forme trapèze, avec rodage standard et bouchon PE, ajustage sur IN, DIN EN ISO 1042.
- Capacité : 5 ml
- RS : 10/19
- Tolérance : 0.04
- Hauteur : 70 mm (+/- 5 mm)

