

Désignation

- Eprouvettes classe A bouchon verre 250 ml

Référence

- 501118

Unité de vente : 2



Description

- Tube à mélange, cl. A, graduation bleue, bouchon verre
- Capacité : 250 ml
- Subdivision : 2 ml
- RS : 29/32
- Tolérance : 1
- Hauteur : 367 mm
- Verre borosilicaté 3.3, graduation bleue, certificat de conformité, avec numéro de lot daté, rodage standard et bouchon verre, subdivisions principales annulaires, base hexagonale verre, ajustage sur IN, DIN EN ISO 4788.

