

FICHE TECHNIQUE

Référence	501137
Désignation	Eprouvette graduée Classe A Duran - graduation bleue + bande Schellbach - 100 ml



Description :

- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- ✓ Subdivisions principales annulaires
- ✓ Graduations bleues
- ✓ Bande de verre teinté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Volume 100 ml
- ✓ Hauteur : 260 mm
- ✓ Subdivision : 1 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,5 ml

Unité de vente :

2 Eprouvettes