

FICHE TECHNIQUE

Référence	501147
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Traits de subdivisions
- ✓ Graduation bleue
- ✓ Classe B
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Subdivision : 2,0 ml
- ✓ Tolérance : +/- 1,5 ml
- ✓ Hauteur : 335 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
