

FICHE TECHNIQUE

Référence	501148
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Traits de subdivisions
- ✓ Graduation bleue
- ✓ Classe B
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Subdivision : 5,0 ml
- ✓ Tolérance : +/- 3,75 ml
- ✓ Hauteur : 390 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
