

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	501149
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Traits de subdivisions
- ✓ Graduation bleue
- ✓ Classe B
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Subdivision : 10,0 ml
- ✓ Tolérance : +/- 7,5 ml
- ✓ Hauteur : 470 mm

### Unité de vente :

1 Eprouvette

---