

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	501152
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En verre DURAN
- ✓ Classe A
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- ✓ Subdivisions principales annulaires
- ✓ Graduations bleues
- ✓ Bande de verre teinté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Subdivisions : 1 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,5 ml
- ✓ Hauteur : 260 mm

### Unité de vente :

2 Eprouvettes

---