

Désignation

- Pipette graduée en verre 0,5 ml



Référence

- 501162

Unité de vente : 12

Description

- Pipette graduée, cl. B, graduation brune
- Verre sodocalcique, graduation brune permanente avec couleur de diffusion, traits de subdivision, zéro en haut, graduée jusqu'à la pointe, ajustage sur EX, dès 5 ml de série avec bout pour bouchage coton, type 3, DIN EN ISO 835.
- Contenu : 0,5 ml
- Division : 0,01 ml
- Tolérance : 0,0075
- Longueur +/-5 mm : 360

