

FICHE TECHNIQUE

Référence	501165
Désignation	Pipette graduée 2 ml



Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Classe AS
- ✓ Graduation ambrée
- ✓ Graduée jusqu'à la pointe (écoulement total)
- ✓ Zéro en haut
- ✓ Conforme normes DIN EN ISO 835
- ✓ Volume 2 ml – subdivision 0,01 ml
- ✓ Tolérance 0,015
- ✓ Longueur 360 mm

Unité de vente :

12 Pipettes graduées
