

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	501171
<b>Désignation</b>	Pipette graduée



---

### Description :

- ✓ Pipette graduée Hirschmann
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Graduation ambrée
- ✓ Graduation jusqu'à la pointe (écoulement total)
- ✓ Zéro en haut

### Certificats :

- ✓ Classe B
- ✓ Conforme DIN EN ISO 835
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Graduation : 0,1 ml
- ✓ Longueur : 360 ml ( $\pm 5$ ml)
- ✓ Tolérance : 0,15

### Unité de vente :

6 Pipettes graduées

---