

FICHE TECHNIQUE

Référence	501172
Désignation	Pipette graduée



Description :

- ✓ Pipette graduée Hirschmann
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Graduation ambrée
- ✓ Graduation jusqu'à la pointe (écoulement total)
- ✓ Zéro en haut

Certificats :

- ✓ Classe B
- ✓ Conforme DIN EN ISO 835
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Graduation : 0,1 ml
- ✓ Longueur : 450 ml (± 5 ml)
- ✓ Tolérance : 0,15

Unité de vente :

6 Pipettes graduées
