

Désignation

- Bouchons en caoutchouc naturel gris

Référence

- 502230

Unité de vente : 500



Description

- Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
- Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
- Couleur : Gris
- Hauteur : 20 mm
- Diamètre supérieur : 16,5 mm
- Matériau : Caoutchouc naturel
- Diamètre du bas : 12,8 mm

