

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 502802-CER |
| Désignation | Réactif pour analyse |

Description :

- ✓ Catalyseur kjeldahl au titane rs pour kjeldahl 500 comprimés de 5 g flacon de 2
- ✓ Produit haute qualité
- ✓ Pour usage laboratoire
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante

Unité de vente :

2500 g
