

17 Mai 2016

## Fluorure RS-Standard pour chromatographie ionique ML 250

<b>Code produit</b>	503252
<b>Volume</b>	ML 250
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Standard pour chromatographie ionique
<b>CAS N.</b>	
<b>Molécule</b>	Fluorure
<b>Spécifications</b>	
<b>Msds</b>	2621