

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	508444
<b>Désignation</b>	Flacon spinner complet 500ml tige verre



---

### Description :

- ✓ Les flacons spinner à barre suspendue réglables sont conçus pour la croissance des cultures en suspension. Le système comprend un flacon à fond plat avec deux bras latéraux inclinés et une barre d'agitation avec une tige en verre qui s'ajuste à travers le raccord de compression dans le bouchon.
- ✓ Volume : 500 ml

### Unité de vente :

1 Flacon spinner

---