

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 508445 |
| Désignation | Flacon spinner complet 1000ml tige verre |



Description :

- ✓ Les flacons spinner à barre suspendue réglables sont conçus pour la croissance des cultures en suspension. Le système comprend un flacon à fond plat avec deux bras latéraux inclinés et une barre d'agitation avec une tige en verre qui s'ajuste à travers le raccord de compression dans le bouchon.
- ✓ Volume : 1000 ml

Unité de vente :

1 Flacon spinner
