

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	508446
<b>Désignation</b>	Flacon spinner complet 3000ml



### Description :

- ✓ Les flacons spinner à barre suspendue réglables sont conçus pour la croissance des cultures en suspension. Le système comprend un flacon à fond plat avec deux bras latéraux inclinés et une barre d'agitation avec tige en verre qui s'ajuste à travers le raccord de compression dans le bouchon.
- ✓ Matière : Verre Borosilicate type 1
- ✓ Tiges : verre borosilicaté 7 mm
- ✓ Aimants : PTFE encapsulé
- ✓ Bouchon : Polypropylène
- ✓ Raccord à compression : Polypropylène
- ✓ Doublure et joint torique : Silicone
- ✓ Capacité : 3 Litres
- ✓ Taille du cou central : 100mm
- ✓ Dimensions : 165 x 355 mm

### Unité de vente :

1 Flacon spinner