

# RASOTHERM®

RASOTHERM® represents a selected range of standard laboratory glass products.

This new range of borosilicate glass 3.3 products is manufactured in several countries, and conforms to all relevant international ISO standards for Laboratory ware. These products are suitable for many routine laboratory applications. RASOTHERM® offers quality at an attractive price.

RASOTHERM® is a brand of DWK Life Sciences.

RASOTHERM® représente une gamme sélectionnée de verrerie de laboratoire fabriquée conformément aux critères de qualité du fabricant.

Cette nouvelle gamme d'articles en verre borosilicate 3.3 est produite dans le monde entier selon les normes ISO en vigueur et convient aux applications de laboratoire les plus courantes. RASOTHERM® offre la qualité à un prix attractif.

RASOTHERM® est une marque déposée de DWK Life Sciences GmbH.

## Bottles *Flacons*



### RASOTHERM®

#### Laboratory Bottles GL 45

- Borosilicate glass 3.3
- ISO 4796-1
- With graduation, PP screw cap, pouring ring
- Resistant to heat, temperature changes and chemicals

### RASOTHERM®

#### Flacons de laboratoire filetés GL 45

- Verre borosilicaté 3.3
- ISO 4796-1
- avec graduation, capuchon en PP et bague de déversement
- Résistant à la chaleur, résistant aux changements de température, résistant aux produits chimiques

Capacity ml Capacité ml	Outside Ø mm Ø extérieur mm	Height mm hauteur mm	PU UE	Order No. no. de commande
100	56	100	10	95206001
250	70	138	10	95206002
500	86	176	10	95206003
1000	101	225	10	95206004
2000	136	260	10	95206005
5000	181	330	1	95206006
10000	227	410	1	95206007