

FICHE TECHNIQUE

Référence	523001
Désignation	Marqueur PM ADN 250 à 10000 Paires de base



Description :

- ✓ Marqueur de poids moléculaire
- ✓ Taille des fragments : 250 à 10000 pb
- ✓ Nombre de fragments : 13
- ✓ Concentration 100 µg/ml
- ✓ Prêt à l'emploi (colorant de détection inclus)
- ✓ Type de colorant : bleu de bromophénol
- ✓ Température de stockage : -20°C
- ✓ Apparence : liquide
- ✓ Coloris : vert
- ✓ pH à 25°C : 8
- ✓ Volume recommandé : 5 µl/puit

Unité de vente :

1 Marqueur PM ADN 250 à 10000 Paires de base